

LÍNEA ESCOLAR PREMIUM



Línea Escolar Premium

Donde el conocimiento cobra vida, nace un espacio diseñado para inspirar, experimentar y aprender. Nuestra línea escolar de mobiliario integral transforma los laboratorios en entornos modernos y funcionales, ideales para la práctica, la innovación y el descubrimiento.

Con cubiertas de acero inoxidable, laminado plástico, melamina y resina fenólica, cada mesa combina estética, resistencia y tecnología para enfrentar el ritmo diario de la educación. Sus superficies están diseñadas para perdurar, proteger y brindar la confianza necesaria en cada experimento.

LEP-01



Acero Inoxidable

ME INOX 100
ME INOX 110
BE 7030

Mesa de laboratorio con papeleras
Mesa de laboratorio con ménsulas
Banco alto escolar

LEP-02



ME INOX 200 | Mesa de laboratorio con papeleras

LEP-03



ME INOX 300 | Mesa de laboratorio con papeleras
ME INOX 310 | Mesa de laboratorio con ménsulas

LEP-04



MP 12060 INOX
1910 A

Mesa de laboratorio con papeleras
Silla giratoria con respaldo

LEP-05

mtyventas@mobiliariointegral.com.mx

mobiliarioparalaboratorio-monterrey.com

 818 366 5346



ML 1206 INOX | Mesa de laboratorio para lavado

LEP-06



MGB 12060 INOX
MGA 12060 PS
MGA 12060 PV
MGA 12060 PE

Mueble de guardado bajo con cubierta en acero inoxidable
Mueble de guardado alto con dos puertas sólidas y entropaño
Mueble de guardado alto con dos puertas de vidrio y entropaño
Mueble de guardado alto con dos puertas enmarcadas y entropaño

LEP-07



Laminado Plástico

ME LP 100
ME LP 110

Mesa de laboratorio con papeleras
Mesa de laboratorio con ménsulas

LEP-08



ME LP 200 | Mesa de laboratorio con papeleras

LEP-09



ME LP 300 | Mesa de laboratorio con papeleras
ME LP 310 | Mesa de laboratorio con ménsulas

LEP-10



MP 12060 LPL | Mesa de laboratorio para profesor
1910 A | Silla giratoria con respaldo

LEP-11



ML 1260 LPL | Mesa de laboratorio para lavado

LEP-12



MGB 12060 LPL
MGA 12060 PS
MGA 12060 PV
MGA 12060 PE

Mueble de guardado bajo con cubierta en laminado plástico
Mueble de guardado alto con dos puertas sólidas y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas de vidrio y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas enmarcadas y entrepañó

LEP-13



Cubierta Melamina

LEP-14



ME MEL 300 | Mesa de laboratorio con papeleras
ME MEL 310 | Mesa de laboratorio con ménsulas

LEP-15



MP 12060 MEL | Mesa de laboratorio para profesor

LEP-16



MGB 12060 MEL
MGA 12060 PS
MGA 12060 PV
MGA 12060 PE

Mueble de guardado bajo con cubierta en laminado plástico
Mueble de guardado alto con dos puertas sólidas y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas de vidrio y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas enmarcadas y entrepañó

LEP-17



Cubierta Fenólica

ME FEN 100 | Mesa de laboratorio con papeleras

LEP-18



ME FEN 200
ME FEN 210

Mesa de laboratorio con papeleras
Mesa de laboratorio con ménsulas

LEP-19



ME FEN 300
ME FEN 310

Mesa de laboratorio con papeleras
Mesa de laboratorio con ménsulas

LEP-20



MP 12060 FEN | Mesa de laboratorio para profesor

LEP-21



ML 1260 FEN
MGB 12060 FEN
MGA 12060 PS
MGA 12060 PV
MGA 12060 PE

Mesa de laboratorio para lavado
Mueble de guardado alto con dos puertas enmarcadas y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas sólidas y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas de vidrio y entrepañó
Mueble de guardado alto con dos puertas enmarcadas y entrepañó

LEP-22



MGP 12060 PS	Vitrina alta dos puertas sólidas y cuatro entrepaños
MGP 12060 PM	Vitrina mixta dos puertas sólidas y dos de vidrio
MGP 12060 PV	Vitrina alta cuatro puertas de vidrio y cuatro entrepaños

LEP-23



Materiales

Gabinetes
Lámina de acero al carbón, calibre 20.

TIGER

Pintura en polvo
Acabado en pintura epoxi-poliéster en polvo, horneada y aplicada electrostáticamente.
Empresa especializada en la fabricación de productos de acero, con certificación ISO 9001:2015.

Herrajes y accesorios

KV

-Corredera de extensión embalada de alta resistencia; la función Hold-In mantiene el cajón cerrado para evitar rebotes.
-Montaje lateral.
-Carga máxima: 68 kg.
-Acabado zinc.

Southco®

-Jaladeras de plástico ABS moldeado.
-Southco cumple con las normas ISO 9001 e ISO/TS 16949.

HERRALUM®

-Perfil de aluminio para puerta corrediza.
-Cristales de 6 mm en puertas corredizas.
-Carretilla para puerta corrediza.
-Bisagras tropicalizadas.
Tope de poliuretano para puertas.
Broche magnético.
Soporte para entrepaños ABS.

Contactos eléctricos

LEVITON

Contactos dúplex con tapa de acero inoxidable.

Disponible con accesorios opcionales como papelera, tapas de acceso a instalaciones, ménsulas y contactos eléctricos, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

PERFIL TUBULAR :

calibre 18 de 1 1/4" x 1 1/4"

Opciones de cubiertas

-Acero inoxidable: Tipo 304 calibre 18 de 33mm de grosor.
-Laminado plástico: De 33mm de grosor.
-Melamina: De 32mm de grosor.
-Resina fenólica: De 19mm de grosor.
-Resina epóxica: De 25mm de grosor.



CL CONSTRUCCIONES

mobiarioparalaboratorio-monterrey.com

mtventas@mobiariointegral.com.mx

 818 366 5346