

MUEBLES PARA LABORATORIO LÍNEA BÁSICA



EVCP1-080	Vitrina puerta sólida
EVCP3-080	Vitrina puerta sólida corrediza
A4-045	Cajonero
ETRA-080	Espacio de trabajo alto
A1-045D	Puerta y entrepaño
A4-100	Cajonero

LB-01



EVC-080 | Vitrina puertas de vidrio
AA-045 | Archivero
ETCA-080 | Espacio de trabajo alto, con cajón
A3-045D | Puerta, cajón y entrepaño - abat. dcho.

A1-070 | Puerta y entrepaño - puerta doble
AD-045 | Basurero
A2-060D | Portafregadero - abat. dcho.

LB-02



EVCP4-080	Vitrina puertas enmarcada corrediza	B1-070	Puerta y entrepaño - puerta doble
EVCP2-080	Vitrina puertas enmarcada	A5-045	Pipetero
ES41-2	Escurreidor empotrable a muro	AR-045I	Rinconero - abat. izq.
B4-045	Cajonero	A3-100	Puerta, cajón y entrepaño - puerta doble
ETRB-100	Espacio de trabajo bajo	A2-070	Porta tarja - puerta doble

LB-03



A3-070 | Puerta, cajón y entrepaño - puerta doble
A4-070 | Cajonero
AR-045D | Rinconero - abatimiento derecho
A1-045I | Puerta y entrepaño - abat. izq.

B3-045I | Puerta, cajón y entrepaño - abat. izq.
EPTB-100 | Espacio de trabajo bajo, con portateclados
B4A-045 | Estándar, archivero y especial
LOCKER-03 | Locker tres puertas

LB-04



EA0-080	Estante abierto
B3-100	Puerta, cajón y entrepaño - puerta doble
B3-045D	Puerta, cajón y entrepaño - abat. dcho.
BR-045I	Rinconero - abat. izq.
B4-100	Cajonero
B2-070	Porta tarja - puerta doble

LB-05



B2-060I	Porta tarja - abat. izq.
BD-045	Basurero
B3-070	Puerta, cajón y entrepaño - puerta doble
ETRB-100	Espacio de trabajo bajo
B4-070	Cajonero
BA-045	Archivero

LB-06



RP40-8
EVR-120
A3-100
ETRA-090
A1-050D

Repisa puente cubierta lámina pintada
Vitrina para repisa Puertas de vidrio
Puerta, cajón y entrepaño - puerta doble
Espacio de trabajo alto
Puerta y entrepaño - abat. dcho.

LB-07



EVRP1-080
RP40-8
A3-080
ETCA-080
FC-120

Vitrina para repisa Puerta sólida
Repisa puente cubierta lámina con contactos eléctricos
Puerta, cajón y entrepaño - puerta doble
Espacio de trabajo alto, con cajón
Cabecera

LB-08



EMA-CL | Estructura de perfil tubular
EA3-045D | Cajonero especial - abat. dcho.

LB-09



EAA-045 | Archivero
EMA-CH | Estructura de perfil tubular
EA4-045 | Cajonero
EA1-045D | Puerta y entrepaño - abat. dcho.

LB-10



CS-180 | Campana de humos
EB3-070 | Puerta y cajón - puerta doble
EBA-045 | Archivero
EB1-045D | Puerta y entrepañó - abat. dcho.

LB-11



EVP-080	Vitrina de piso Puerta de vidrio
EVPP3-080	Vitrina de piso Puerta sólida corrediza
EVPP2-080	Vitrina de piso Puerta enmarcada
LOCKER-01	Locker una puerta

LB-12



MB4-045	Cajonero
MBA-060	Archivero
MA5-045	Pipetero
MA4-060	Cajonero
MA1-060D	Puerta y entropaño - abat. dcho.

LB-13



CFV-066	Campana de flujo laminar vertical
E2EA-080	Espacio de trabajo alto, con entrepaños
A4-045	Cajonero
E3BA-080	Espacio de trabajo alto emplazamiento de balanza
0ER1-90	Vitrina guarda-reactivos Puerta sólida

LB-14



0ER2-90 | Vitrina guarda-reactivos Puerta enmarcada
MB4A-045 | Pipetero
MB4-045 | Cajonero
MV-2 | Mesa viajera - lámina de acero inoxidable

LB-15



EVMP3-080 | Vitrina mixta Puerta sólida corrediza
EB4-070 | Cajonero
EB3-045 | Puerta, cajón y entrepaño
EVAP4-080 | Vitrina alta Puerta enmarcada corrediza

LB-16



Materiales

Gabinetes
Lámina de acero al carbón, calibre 20.

TIGER

Pintura en polvo

Acabado en pintura epoxi-poliéster en polvo, horneada y aplicada electrostáticamente.

Empresa especializada en la fabricación de productos de acero, con certificación ISO 9001:2015.

Herrajes y accesorios

KV

-Corredera de extensión embalada de alta resistencia; la función Hold-In mantiene el cajón cerrado para evitar rebotes.

- Montaje lateral.
- Carga máxima: 68 kg.
- Acabado zinc.

Southco®

- Jaladeras de plástico ABS moldeado.
- Southco cumple con las normas ISO 9001 e ISO/TS 16949.

HERRALUM®

- Perfil de aluminio para puerta corrediza.
- Cristales de 6 mm en puertas corredizas.
- Carretilla para puerta corrediza.
- Bisagras tropicalizadas.
- Tope de poliuretano para puertas.
- Broche magnético.
- Soporte para entrepaños ABS.

Contactos eléctricos

LEVITON

Contactos dúplex con tapa de acero inoxidable.

Opciones de cubiertas

- Acero inoxidable
- Laminado plástico
- Melamina
- Resina fenólica
- Resina epóxica



CL CONSTRUCCIONES

mobiarioparalaboratorio-monterrey.com
mttyventas@mobiariointegral.com.mx

 818 366 5346